


HC lampy Photron pre AAS

Okrem D2, Xe a VIS lámp dodáva AZ Chrom s.r.o. aj veľký sortiment **HC lámp** (výbojky s dutou katódou) austrálskej firmy **PHOTRON** pre prístroje **AAS**. V ponuke sú jednoprvkové aj viacprvkové lampy (nekódované aj kódované) pre prístroje viacerých výrobcov (napr. **Varian/Agilent**, **PerkinElmer**, **Unicam/Thermo**, Shimadzu, GBC, Hitachi, Analytik Jena, Beckman...).



HC lampa AAS		37mm uncoded	37mm Agilent/Varian coded	37mm Unicam/Thermo coded	50mm PE coded	50mm PE Lumina coded
Al	hliník	245 €	271 €	281 €	281 €	350 €
As	arzén	305 €	331 €	341 €	347 €	415 €
Cd	kadmium	267 €	293 €	303 €	617 €	384 €
Cr	chróm	267 €	293 €	303 €	281 €	350 €
Pb	olovo	245 €	271 €	281 €	347 €	415 €
Cu	meď	245 €	271 €	281 €	281 €	350 €
Zn	zinok	245 €	271 €	281 €	317 €	384 €
Cu-Zn	meď, zinok	297 €	323 €	333 €	339 € nekod.	379 € nekod.
Fe	železo	245 €	271 €	281 €	317 €	384 €
Ni	nikel	267 €	293 €	303 €	317 €	384 €
Mn	mangán	267 €	293 €	303 €	317 €	384 €
Co-Cu-Cr-Fe-Mn-Ni		378 €	393 €	-	498 €	538 €
Ca	vápnik	267 €	293 €	303 €	281 €	350 €
Mg	horčík	267 €	293 €	303 €	347 €	415 €
Ca-Mg	vápnik, horčík	297 €	323 €	333 €	389 €	429 €
Na	sodík	245 €	271 €	281 €	281 €	350 €
K	draslík	267 €	293 €	303 €	281 €	350 €
Na-K	sodík, draslík	297 €	323 €	333 €	389 €	429 €
Se	selén	305 €	331 €	341 €	387 €	444 €
Sn	cín	267 €	293 €	303 €	347 €	415 €
Si	kremík	245 €	271 €	281 €	317 €	384 €
Pd	paládium	367 €	393 €	403 €	435 €	500 €
Ag	striebro	245 €	271 €	281 €	281 €	350 €
Au	zlato	367 €	393 €	403 €	435 €	500 €
Co	kobalt	267 €	293 €	303 €	318 €	384 €
Va	vanád	305 €	331 €	341 €	387 €	444 €

Ceny sú platné od 1.1.2024, sú uvedené bez DPH a môžu podliehať zmenám.

Nekódované lampy 37mm môžu byť použité v prístrojoch Shimadzu, Analytik Jena, Beckman, Fisher Jarrel Ash, GBC, Hitachi, Zeiss atď.

Ide o **výber z cenníku**, ceny ďalších typov (**jednoprvkových** aj **viacprvkových**) HC lámp AAS získate na azetchrom@hplc.sk

Brožúry lamp Photron: www.hplc.sk/pdf/AAS/Photron_lamps_brochure.pdf www.hplc.sk/pdf/AAS/Photron_PE_brochure.pdf





Dodávame aj HC a D2 lampy firmy HERAEUS.

Na požiadanie Vám pošleme technické a cenové informácie.



Grafitové kyvety a príslušenstvo pre AAS

V našej ponuke je veľký sortiment kvalitných grafitových kyviet a ďalšieho príslušenstva (napr. kontakty elektród) pre AAS prístroje viacerých značiek – **Agilent/Varian, PerkinElmer, Unicam/Thermo, Shimadzu, GBC, Hitachi** atď.



cenníky:

Príslušenstvo pre AAS Agilent/Varian
Príslušenstvo pre AAS PerkinElmer
Príslušenstvo pre AAS Thermo/Unicam
Príslušenstvo pre AAS Shimadzu
Príslušenstvo pre AAS GBC
Príslušenstvo pre AAS Hitachi

www.hplc.sk/pdf/AAS/Prislusenstvo_pre_AAS_AgilentVarian.pdf
www.hplc.sk/pdf/AAS/Prislusenstvo_pre_AAS_PerkinElmer.pdf
www.hplc.sk/pdf/AAS/Prislusenstvo_pre_AAS_ThermoUnicam.pdf
www.hplc.sk/pdf/AAS/Prislusenstvo_pre_AAS_Shimadzu.pdf
www.hplc.sk/pdf/AAS/Prislusenstvo_pre_AAS_GBC.pdf
www.hplc.sk/pdf/AAS/Prislusenstvo_pre_AAS_Hitachi.pdf

D2, Xe a VIS lampy pre spektrofotometre a HPLC detektory



AZ CHROM s.r.o. dodáva veľký sortiment originálnych **deutériových (D2), xenónových (Xe) a VIS lám** pre HPLC detektory a spektrofotometre takmer všetkých svetových producentov za výhodné ceny. V ponuke sú aj tzv. „long life“ D2 lampy s predĺženou garanciou min. 2.000 nasvietených hodín (D2L2 lampy).

Cenové a technické informácie získate na azetchrom@hplc.sk