


Grafitové kyvety a príslušenstvo pre AAS







V našej ponuke je veľký sortiment kvalitných grafitových kyviet a ďalšieho príslušenstva (napr. kontakty elektród) pre AAS prístroje viacerých značiek - **VARIAN, PerkinElmer, Unicam/Thermo, Shimadzu, GBC, Hitachi** atď.



Spotrebný materiál pre AAS PerkinElmer

Cenové informácie pre THGE grafitové kyvety získate na azetchrom@hplc.sk.

Kat.č.	OEM	popis	nákres	cena
AA-PE-001	B0112660 B3000343	Tube, coated with pre-inserted L'vov - Platform made of pure pyrographite (10/pk) HGA-3/4/5/6/7/800, Z3030, Z5000, Z5100, Z5100PC		480 €
AA-PE-002	B0135653 B0105197 B3000342 B0091504	Tube, coated with grooves recommended standard tube (10/pk) HGA-3/4/5/6/7/800, Z3030, Z5000, Z5100, Z5100PC		335 €
AA-PE-003	B0121092 B0137111 B3001254 B0109322	Tube, coated for L'vov platform (10/pk) HGA-3/4/5/6/7/800, Z3030, Z5000, Z5100, Z5100PC		397 €
AA-PE-004	B0121091 B0137112 B3001256 B0109324	Platform, L'vov type pure pyro-graphite (10/pk) <i>Inserting is not recommended!</i>		199 €
AA-PE-005	B0137113 B3001253 B0070699	Tube, uncoated with grooves (10/pk) HGA-3/4/5/6/7/800, Z3030, Z5000, Z5100, Z5100PC		278 €

AA-PE-007	B0121093 B0109321	Tube, uncoated for L`vov platform (10/pk) HGA-3/4/5/6/7/800, Z3030, Z5000, Z5100, Z5100PC		-
		THGA	azetchrom@hplc.sk	
AA-PE-010	B0128495 B3130086	HGA Contact-Set, without Sensorhole (1 set) 1 x long + 1x short + 1 x ring HGA -300 / -600 / -700 / -800		115 €
AA-PE-012	B0128490 B093993 B0180363	HGA Contact-Set, with Sensorhole (1 set) 1 x long + 1 x short + 1 x ring HGA -400 / -500		115 €
AA-PE-014	B0116823 B0180361	Zeeman-AAs-Contact-Set (1 set) 1 x long + 1 x short (Z3030, Z5000, Z5100, Z5100PC)		129 €

ceny sú platné od 1.2.2024, sú uvedené bez DPH a môžu podliehať zmenám

HC (Hallow Cathode) lampy pre AAS

Okrem D2, Xe a VIS lámp dodáva AZ Chrom s.r.o. aj veľký sortiment **HC lámp** (výbojky s dutou katódou) pre prístroje **AAS**. V ponuke sú jednoprvkové aj viacprvkové lampy (nekódované aj kódované) pre prístroje viacerých výrobcov (napr. **Varian/Agilent, PerkinElmer, Unicam/Thermo, Shimadzu, GBC, Hitachi, Analytik Jena, Beckman...**).



Podrobnejšie informácie o sortimente HC lámp pre AAS získate na azetchrom@hplc.sk.