








### Grafitové kyvety a príslušenstvo pre AAS




V našej ponuke je veľký sortiment kvalitných grafitových kyviet a ďalšieho príslušenstva (napr. kontakty elektród) pre AAS prístroje viacerých značiek - **VARIAN, PerkinElmer, Unicam/Thermo, Shimadzu, GBC, Hitachi** atď.



### Spotrebný materiál pre AAS Thermo Unicam

| Kat.č.            | OEM            | popis  | nákres   | cena         |
|-------------------|----------------|--|--|--------------|
| <b>AA-TUN-001</b> | 9423-393-95091 | <b>Tube, pyrocoated</b><br>(AA-TUN-004 recommended)<br>(10/pk)                               | D6,8 / 5,0 x 28 mm<br>    | <b>399 €</b> |
| <b>AA-TUN-002</b> | 9423-393-95031 | <b>Tube, uncoated, halfrings</b><br>(10/pk)  | D6,8 / 3,6 x 28 mm<br>    | -            |
| <b>AA-TUN-004</b> | 9423-393-95071 | <b>Tube, pyrocoated, halfrings</b><br>(10/pk)  | D6,8 / 3,6 x 28 mm<br>    | <b>504 €</b> |
| <b>AA-TUN-006</b> | 9423-393-95041 | <b>Tube, pyrocoated, LongLife</b><br>(thicker coated, recommended for over night)<br>(10/pk) | D6,8 / 3,6 x 28 mm<br>    | <b>573 €</b> |
| <b>AA-TUN-OP</b>  | 9423-490-20101 | <b>Omega-Platform Tube pyrocoated</b><br>(10/pk)   |                           | <b>819 €</b> |
| <b>AA-TUN-011</b> | 9423-393-95161 | <b>Contacts, Zeeman electrode</b><br>(set of 2 pieces)                                       | D18,0 / 4,4 x 20,0 mm<br> | <b>120 €</b> |




|                   |                |  |   |              |
|-------------------|----------------|--|---|--------------|
| <b>AA-TUN-012</b> | 9423-393-95011 | <b>Contacts, Standard electrode</b><br>(set of 2 pieces) |  | <b>145 €</b> |
|-------------------|----------------|--|---|--------------|

*ceny sú platné od 1.2.2024, sú uvedené bez DPH a môžu podliehať zmenám*

### HC (Hallow Cathode) lampy pre AAS

Okrem D2, Xe a VIS lúčok dodáva AZ Chrom s.r.o. aj veľký sortiment **HC lúčok** (výbojky s dutou katódou) pre prístroje **AAS**. V ponuke sú jednoprvkové aj viacprvkové lampy (nekódované aj kódované) pre prístroje viacerých výrobcov (napr. **Varian/Agilent, PerkinElmer, Unicam/Thermo, Shimadzu, GBC, Hitachi, Analytik Jena, Beckman...**).



Podrobnejšie informácie o sortimente HC lúčok pre AAS získate na [azetchrom@hplc.sk](mailto:azetchrom@hplc.sk).